


Miniserien



Felles fordeler ...

Minikateterne drar fordel av lik teknologi og utforming:

- Atraumatiske sidehull, høyt plassert, for effektiv blæretømming
- Miljøvennlig, PVC-fritt og DEHP-fritt katetermateriale
- Kateter klart til bruk, prelubriert med hydrofil gel
- Garantert geleffekt i over 60 min etter åpning*!
- Ikke behov for vann, ikke behov for væskeutblanding, ingen ventetid!



... i 2 unike konsepter

Actreen® Mini^{Cath}

KATETERKOPLING MED SPESIELT DESIGN

- Enkel å holde, enkel å håndtere
- Kort kopling gir god hygiene; ingen kontakt med toalettsete
- Universalkopling til alle urinposer, ved behov



Actreen® Mini^{Set}

RIV AV
For enkel tømming av posen

GRADERT POSE PÅ 700 ML
Måling av urin (cirkatall)
Enkel å lese





TILBAKESLAGSVENTIL
For å unngå lekkasje under lagring

*B. Braun intern rapport 2012 som sammenligner grad av lubriering etter åpning på 3 intermitterende kateter.

Actreen® Mini

www.bbraun.no



	Actreen® Mini Cath	Art. nr.	Pakn. str.
	■ ch 8 (2,7 mm)	228008FI	30 +1 diskret etui
	■ ch 10 (3,3 mm)	228010FI	30 +1 diskret etui
	□ ch 12 (4,0 mm)	228012FI	30 +1 diskret etui
	■ ch 14 (4,7 mm)	228014FI	30 +1 diskret etui
	■ ch 16 (5,3 mm)	228016FI	30 +1 diskret etui
	Actreen® Mini Set	Art. nr.	Pakn. str.
	■ ch 10 (3,3 mm)	239010FI	30 +1 diskret etui
	□ ch 12 (4,0 mm)	239012FI	30 +1 diskret etui
	■ ch 14 (4,7 mm)	239014FI	30 +1 diskret etui



Scan QR-koden for å lese mer om Actreen® på våre hjemmesider.

Actreen® Miniserien



Liten og praktisk ...



Kort, intermitterende kvinnekateter

Den nye Miniserien

For at personlige og profesjonelle forventninger skal innfris, er det ofte de små tingene som utgjør en forskjell.

Miniserien fra B. Braun er utviklet for å gjøre livet enklere, hver dag, overalt, og tilby den friheten og sikkerheten du ser etter, med produkter som er enkle å bruke.

Enten du ønsker diskresjon, stil, brukervennlighet eller sikkerhet, er funksjonsfrisk eller har nedsatt fuksjonsevne, og har behov for urinkateter, har B. Braun alternativene.

Så, uavhengig av hvilken type du er, finnes det et egnet kateter.

Actreen® Miniserien er perfekt enten du er inne eller ute, alltid klar ved behov ...



Velger du Mini Set ...

SETT Å TA
MED SEG

Nytt, innovativt sett
Alt-i-ett-produkt:
Kateter + pose m/tilbakeslagsventil + diskret etui.

Minisett med lavest vekt*



FORENKLET PROSEDYRE
1 Brett ut settet
2 Åpne kateteret
3 Start kateterisering

MINI-"FILOSOFI"

- Enkel bruk, ikke behov for opplæring
- Klar til bruk, ikke behov for vann, ikke søl, ikke sprut!
- Lav profil, diskret i lommen, i håndvesken
- Lav vekt, enkel å bære
- Optimal avfallshåndtering i vekt og volum*
- Et diskret etui i hver eske!



Diskret
etui

... eller Mini Cath ?

KATETER
NÅR DU ER
INNE

Mini Cath har et nytt design,
mer feminint utseende, stilig + diskret etui ...



FORENKLET PROSEDYRE
1 Åpne kateteret
2 Start kateterisering



Diskret
etui



*B. Braun intern rapport 2013, som sammenligner vekten og avfallshåndteringen på Minisettprodukter.