









EPIDURALANESTESI

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

EPIDURALANESTESI








PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

<p>Perican® Tuohy epiduralkanyle</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 20G ø 0.9mm / Lengde 50mm ■ 18G ø 1.3mm / Lengde 80mm ■ 18G ø 1.3mm / Lengde 50mm (Paed sett) ■ 16G ø 1.7mm / Lengde 80mm 						
	Perican® Tuohy epiduralkanyle	Perifix® ONE epiduralkateter, 6 laterale hull	Perifix® soft tip, 3 laterale hull	Perifix® Loss-of-Resistance (LOR) sprøyte, Luer-Slip	Omnifix® trekomponent sprøyte, 5ml, 10ml Luer og 20ml Luer-Lock, 3 Sterican® kanyler	Omnifix® trekomponent sprøyte, 5ml og 10ml Luer, 2 Sterican® kanyler*
	50 / 80 mm 120 mm	24 G 20 G 19 G	20 G			

Komplette sett	Type	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR	Omnifix®	Omnifix® / Sterican®
Perifix® Soft Tip kateter	Perifix® 900	■		●			
	Perifix® 901	■		●	●		
Perifix® ONE kateter	Perifix® ONE 420	■	●				
	Perifix® ONE 421	■	●		●		
	Perifix® ONE 430	□		●			
	Perifix® ONE 431	□		●	●		
Filtersett	Type	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR	Omnifix®	Omnifix® / Sterican®
Perifix® Soft Tip kateter	Perifix® 700	■		●			
	Perifix® 701	■		●	●		
	Perifix® 730	□		●	●		
	Perifix® 750	■		●	●		
Perifix® ONE kateter	Perifix® ONE 400	■	●				
	Perifix® ONE 401	■	●		●		
	Perifix® ONE 402	□		●	●		
	Perifix® ONE 418		■	●	●		
	Perifix® ONE 451	■		●	●		
Filtersett	Type	Perican®	Perifix® ONE	Perifix® Soft Tip	Perifix® LOR	Omnifix®	Omnifix® / Sterican®
Perifix® ONE Paed	Perifix® ONE Paed 18	■	●		●		
	Perifix® ONE Paed 20	■	●		●		

Kateterstørrelsene er mål i henhold til EN ISO 9626.

Alle sett inneholder: 2 stk. selvklebende, gule etiketter markert med "Epidural".

							<p>* Sterican® kanyler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 25G Lengde 16mm, ø 0.5mm ■ 21G Lengde 40mm, ø 0.8mm ■ 18G Lengde 40mm, ø 1.3mm ■ 25G Lengde 40mm, ø 0.5mm ■ 19G Lengde 50mm, ø 1.1mm ■ 24G Lengde 25mm, ø 0.55mm
Omnifix® trekomponent sprøyte, 3ml Luer-Lock	Omnifix® trekomponent sprøyte, 3ml, 20ml Luer-Lock, 3 Sterican® kanyler *	Omnifix® trekomponent sprøyte, 3ml, 10ml, 20ml Luer-Lock, 3 Sterican® kanyler *	Perifix® epiduralfilter 0.2 µm trykkesistent opp til 7 bar	Perifix® PinPad filterfiksering	Perifix® kateterkobling	Sterifix® pury inj.- og asp. filter 5 µm	

Omnifix®	Omnifix® / Sterican®	Omnifix® / Sterican®	Perifix® filter	Perifix® PinPad	Perifix® kateter-kobling	Sterifix® pury filter	Salgsenhet	Art.nr
		●	●	●	●		10	4510291
	●		●	●	●		10	4510305
		●	●	●	●		10	4514203C
	●		●	●	●		10	4514211C
		●	●	●	●		10	4514300
	●		●	●	●		10	4514319C
Omnifix®	Omnifix® / Sterican®	Omnifix® / Sterican®	Perifix® filter	Perifix® PinPad	Perifix® kateter-kobling	Sterifix® pury filter	Salgsenhet	Art.nr
			●	●	●		20	4510216
			●		●		20	4510097
			●	●	●		20	4517309
			●	●	●		20	4517504
			●		●		20	4514009C
			●		●		20	4514017C
			●	●	●		20	4514025C
			●	●	●		10	4514183C
			●	●	●		20	4514513C
Omnifix®	Omnifix® / Sterican®	Omnifix® / Sterican®	Perifix® filter	Perifix® PinPad	Perifix® kateter-kobling	Sterifix® pury filter	Salgsenhet	Art.nr
	●		●	●	●		10	4512006C
	●		●	●	●		10	4512014C

