

# Infuvalve<sup>®</sup> – tilbakeslagsventil

Enveis infusjonsventil for parallellinfusjoner.  
Hindrer tilbakestrøm av væske/blod inn i infusjonslinjen.

Motvirker underdosering  
Motvirker overdosering; risiko for plutselige bolusinfusjoner ved oppretting etter okklusjon.

**Merk:** Tilbakeslagsventil hindrer ikke inngang av luft – må derfor lukkes med lukkepropp.  
Tilbakeslagsventil holder ikke tilbake mikroorganismer.



Minimum væskestrøm for lukking:  $\leq 0,1$  ml/t  
Åpningstrykk:  $\leq 20$  mbar  
Væskestrømskapasitet:  $> 90$  ml/min  
Trykkresistent opp til: 6 bar

**Art.nr.: 4094000N**  
**Pakn. str: 50/500 stk**

Infusjonssett, Intrafix<sup>®</sup> SafeSet, med påmontert tilbakeslagsventil tilgjengelig, art. nr: 406 3001