

Intrafix® Safeset Flush

IV-sett for etterskyl



- IV-sett med mulighet for etterskylling av residualvolum
- Kan etterskylles med sprøyte eller egen skyllekobling
- AirStop filter i dråpekammer forhindrer luft ned i slangen også ved etterskylling
- Partikkelfilter 15 Mikron forhindrer partikler
- PrimeStop i beskyttelsehetten forhindrer lekkasje og søl under fylling av infusjonssettet.
- Rulleklemme med mulighet for oppheng av infusjonsslange og "parkering" av Spike.

Tilleggsinformasjon

- DEHP fri
- Bakterietett lufteventil i spike
- Luer-lock kobling
- Nålfri ventil som er enkel å desinfisere
- Latex fri

Fordeler

- Sammen med blandedapteren Ecoflac Connect er Intrafix SafeSet Flush ett dokumentert lukket system for utblanding av medikamenter.

Beskrivelse	Artikkelnummer
INTRAFIX SAFESET TYPE FLUSH W. NF VALVE	4110000