

Introcan[®]

Introcan[®] Certo

Velkjente IV-kanyler



Anerkjent kvalitet

Produktutvalg

IV-kanyle





Plate på kateterhub

Plate for å skyve fra forenkler enhåndsinnføring og viser retningen på sliping.

Brukerfordeler:

- Kateterplassering ved bruk av enhåndsteknikk
- Rask og enkel start på innføring ved hjelp av retningsindikasjon på sliping
- Rask og godt synlig blodsvaer bekrefter kateterplassering



Dobbelt blodsvaer

Gjennomsiktige kateterdeler muliggjør rask og pålitelig bekreftelse på korrekt kateterplassering.

Produkttype	Introcen®/Introcen® Certo Art. nr:	Gauge	Kateterlengde (tommer) ø (mm)	Rett (s) eller med vinger (w)	Væskestrøm ml/min	Art. nr: Mandreg
	Katetermateriale FEP PUR					
	4252071B 4251300	24	3/4 0.7 x 19	s	22	-
	4252074B 4253302	24	3/4 0.7 x 19	w	22	-
	4252098B 4251318	22	1 0.9 x 25	s	35	4214099
	4254090B 4253310	22	1 0.9 x 25	w	35	4214099
	4252110B 4251326	20	1 1/4 1.1 x 32	s	60	4214110
	4254112B 4253329	20	1 1/4 1.1 x 32	w	60	4214110
	4252322B 4251342	18	1 1/4 1.3 x 32	s	105	4214323
	4254325B 4253345	18	1 1/4 1.3 x 32	w	105	4214323
	4252136B 4251334	18	1 3/4 1.3 x 45	s	100	4214137
	4254139B 4253337	18	1 3/4 1.3 x 45	w	100	4214137
	4252160B 4251350	16	2 1.7 x 50	s	210	4214170
	4254171B 4253353	16	2 1.7 x 50	w	210	4214170
	4252217B 4251369	14	2 2.2 x 50	s	345	4214218
	4254210B 4253361	14	2 2.2 x 50	w	345	4214218

Salgsenhet: 200 stk. (4 x 50 stk.)

ISO 10555-1/5