

Mini-spike®

Opptrekkskanyle med filter



Trygghet ved opptrekk og tilsetninger

Mini-spike®

Brukerfordeler

- Filtrering av opptrekk / tilsetninger i flerdosebeholdere
- Beskyttet luerkopling og store flater begrenser risiko for berøringskontaminering av spiss og kopling
- Enkel håndtering:
 - integrert luftfilter gir automatisk trykkutjevning
 - unik design gir god stabilitet
 - beskyttelseshette med klikkfunksjon
- Ingen risiko for nålestikkskader



Integrert beskyttelseshette
Beskyttet luerkopling
Store flater
Integrert luftfilter

Mini-Spike®

med 2-veis ventil
- hindrer fri væskestrøm når beholder snus opp ned




Mini-Spike®




med mikrosmiss for små volum/beholdere



Enkel håndtering

ved gjentatte opptrekk



		Filterdata:	Art.nr:	Volum:
Mini-Spike®				
	Mini-Spike Standard spiss	0,45µm bakterie-/ luftfilter	4550242	0,20 ml
	Mini-Spike Micro-Tip Mikrospiss for små volum/holdere	0,45µm bakterie-/ luftfilter	4550510	0,18 ml
	Mini-Spike V 2-veis ventil hindrer fri væskestrøm når beholder snus opp/ned	0,45µm bakterie-/ luftfilter	4550560	0,20 ml
Mini-Spike® Filter				
	Mini-Spike Filter Standard spiss	0,45µm bakterie-/ luftfilter / 5µm partikkelfilter	4550234	0,45 ml
	Mini-Spike Filter Micro-Tip Mikrospiss for små volum/holdere	0,45µm bakterie-/ luftfilter / 5µm partikkelfilter	4550528	0,30 ml
	Mini-Spike Filter V 2-veis ventil hindrer fri væskestrøm når beholder snus opp/ned	0,45µm bakterie-/ luftfilter / 5µm partikkelfilter	4550579	0,45 ml
Mini-Spike® Chemo				
	Mini-Spike Chemo Standard spiss	0,20µm aerosol-/ luftfilter / 5µm partikkelfilter	4550340	0,45 ml
	Mini-Spike Chemo Micro-Tip Mikrospiss for små volum/holdere	0,20µm aerosol-/ luftfilter	4550536	0,18 ml
	Mini-Spike Chemo V 2-veis ventil hindrer fri væskestrøm når beholder snus opp/ned	0,20µm aerosol-/ luftfilter / 5µm partikkelfilter	4550587	0,45 ml

Pakningsstørrelse: 50/200

Hvor lenge kan Mini-Spike® brukes?

I studien "Lowering the Contamination Risk of Multi-Dose Containers – Results from Practical and Experimental Testing of Mini-Spike® Extraction Cannulas" utført av professor H. Ohgke og R. Krauss ved Lübeck Universitetssykehus bekreftes det at steriliteten i flerdosebeholdere opprettholdes meget bra ved bruk av Mini-Spike®.

I denne studien fant man ingen hygienisk risiko ved bruk av flerdosebeholdere med Mini-Spike® i opp til 4 dager. Det påpekes at medikamentenes bruksanvisning må følges, og gode hygieniske forhold må opprettholdes.