

Fyllvolum Discofix® C

treveiskraner og kranbroer

Treveiskran:


Artikkel nr	Produkt	Fyllvolum uten påkoblede lukkepropper
16494C	Discofix® C 3-veiskran	0,42 ml
16500C	Discofix® C m/10 cm slange	0,93 ml
16520C	Discofix® C m/25 cm slange	1,67 ml
16540C	Discofix® C m/50 cm slange	2,90 ml
16551C	Discofix® C m/75 cm slange	4,12 ml
16560C	Discofix® C m/100 cm slange	5,35 ml

Kranbroer:

Artikkel nr	Produkt	Fyllvolum uten påkoblede lukkepropper
16600C	Discofix® C kranbro med 3 kraner	1,02 ml
16608C	Discofix® C kranbro med 5 kraner	1,57 ml

Dødvolum i Discofix® C er 0,07 ml.

Dødvolum er volumet som forblir i luerkonusen når den er stengt ved at kranen er satt i lukket posisjon og lukkepropp er satt på



Materieloversikt Discofix® C treveiskraner og kranbroer

Treveiskraner:

Discofix® C

Drug resistant three-way stopcocks without/with connection tubing for infusion therapy and monitoring

Art. nos.: 16494C, 16500C, 16520C, 16540C, 16551C, 16560C

	Device component	Polymer ¹	Polymeric material
1	Stopcock		
1.1	Housing	PA	Polyamid
1.2	Plug	PC	Polycarbonat
1.3	Screw cap	PP	Polypropylene
1.4	Twist collar (swivel lock)	PP	Polypropylene
1.5	Protective cap	PP	Polypropylene
1.6	External lubricant	--	Silicone fluid
2	Connection tubing***		
2.1	Tubing	PVC-P	Poly(vinyl chloride) plasticized, DEHP-free
2.2	Adapter	MABS	Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene plastic
2.3	Protective cap	PE-LD	Polyethylene low density
2.4	Adhesive	--	--

*** Art. Nos. 16500C, 16520C, 16540C, 16551C, 16560C

Kranbroer

Discofix® C

Drug resistant manifolds for infusion therapy and monitoring.

Art. nos: 16600C and 16608C

	Designation	Polymer ¹	Polymeric material
1	Basic plate	PS	Polystyrene Masterbatch white
2	Manifold pipe	PA	Polyamide
3	Handle	--	--
3.1	Handle blue	PC	Polycarbonate Masterbatch blue
3.2	Handle white	PC	Polycarbonate Masterbatch white
3.3	Handle red	PC	Polycarbonate Masterbatch red
3.4	Handle yellow	PC	Polycarbonate Masterbatch yellow
4	Twist collar	PP	Polypropylene Masterbatch green
5	Female port cap	PP	Polypropylene
6	Male port cover	PP	Polypropylene Masterbatch green
7	Silicone oil	--	Silicone oil

¹ Polymer abbreviations according to DIN EN ISO 1043-1 and ISO 1629